

## FICHE TECHNIQUE CUBE URINOIR NICOLS

### ✓ DONNÉES LOGISTIQUES :

<i>Produit</i>	<i>Référence</i>	<i>Contenance</i>	<i>Emballage</i>	<i>Taux TGAP</i>
Cube urinoir nicols	197762	1 Kg (33x30g)	6X1Kg	NON

### ✓ CARACTÉRISTIQUES :

Le cube urinoir Fresh'mouss nettoie, désodorise et prévient la formation du tartre.  
Adapté pour les fosses septiques.

### ✓ COMPOSITION :

Mélange de tensioactif et de parfum.

### ✓ CARACTÉRISTIQUES PHYSICO CHIMIQUES :

<b>Aspect :</b> bloc extrudé	<b>Couleur :</b> bleu
<b>Odeur :</b> Caractéristique	<b>Densité :</b> X

### ✓ CONSEILS D'UTILISATION :

- Mettre 1 à 3 cubes dans le fond de l'urinoir.
- Renouveler dès que les cubes sont dissous.

**Important :** Le contenu de cette documentation résulte de notre expérience du produit.  
Il ne peut engager notre responsabilité quant à son utilisation à chaque cas particulier.

### ✓ PRÉCAUTIONS D'EMPLOI :

- Fiche de données de sécurité disponible sur demande.
- Conserver dans son emballage d'origine, stocker dans un endroit frais et sec.

