

# CAPXEL CT BAÑOS

## Concentré désinfectant multi-usages pour sanitaires 3D


### PROPRIETES

Produit indiqué pour son utilisation par des systèmes de dilution de concentrés. Le produit résultant est recommandé pour le nettoyage de toutes les surfaces, carrelages, salles de bains, les surfaces synthétiques (mélamine, PVC, etc.) Avec son utilisation nous obtiendrons le nettoyage et la désinfection des surfaces en empêchant l'accumulation de chaux et la formation de tartre.

CT BAÑOS est conforme à la norme suivante: NORME UNE-EN 13697 Pour les Bactéricides et Fongicides dans les surfaces, les milieux ambiants (TP2) et l'Industrie Alimentaire (TP4). NORME UNE-EN 14476 Pour Virucides dans les surfaces, les milieux ambiants (TP2) et l'Industrie Alimentaire (TP4).

Date Limite d'Utilisation Optimale (DLUO): 30 jours.

### MODE D'EMPLOI:



Remplir le flacon avec 700 ml d'eau



Visser la capsule jusqu'à ce que le produit soit dosé



Coller le pulvérisateur et l'étiquette d'identification du produit

### COMPOSITION CHIMIQUE QUALITATIVE

Éthanol 11,27%

Chlorure de didécylidiméthylammonium: 4'53%.

### PROPRIETES PHYSICO-CHIMIQUE

Aspect: Liquide transparent lég. visqueux

Coleur: Rouge

Densité (20°C): 1.05

pH (10%): 2.5

T °C inflammation: > 23 °C

### PRESENTATION

Récipients de 50 ml.

