



RENOPUR SANIT DES

Nettoyant détartrant désinfectant parfumé

Produit de détartrage quotidien des sanitaires : sols, murs, lavabos...
Détartre, désinfecte et ne laisse aucune trace de substance biocide après lavage.
Laisse une odeur agréable grâce à la rémanence de son parfum myrtille.
Produit réalisé à partir de matières premières d'origine végétale et/ou minérale.
Parfum d'origine naturelle.
Bactéricide. Levuricide. Virucide. (voir au verso pour plus de détails)



765100 Flacon de 1L Dos
765200 Bidon de 5L
375947 Autoflex 2x2.5L

Mode d'emploi

Diluer le produit de 2 à 4%.

Désinfection : pour la dilution se référer aux normes ci-dessous.
Pulvériser ou étendre la solution sur la surface à désinfecter. Laisser agir entre 5 et 15 min pour obtenir la désinfection souhaitée. Essuyer avec une éponge humide. Inutile de rincer.

« Pour réduire l'impact environnemental, respectez les doses recommandées d'utilisation ».

Conditionnements

carton de 2 autoflex de 2,5L,
carton de 4 bidons de 5L,
carton de 12 flacons doseurs de 1L.

Données techniques

- Aspect : liquide limpide incolore
- pH : 1,10 - 2,10
- Densité : 1,08 - 1,10

Précautions

Uniquement pour un usage professionnel.

Éviter les projections oculaires et le contact avec l'épiderme.

Ne pas jeter les résidus dans les égouts et les cours d'eau.

Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

Sécurité selon FDS

Corrosif/irritant pour la peau, catégorie 1, sous-catégorie 1C

Lésions oculaires graves/irritation oculaire, catégorie 1

Stockage

Stocker à l'abri du gel.

Produit biocide TP 2

Substances actives biocides : acide lactique CAS : 79-33-4, 304.00 g/kg
- alcool éthylique CAS : 64-17-5, 9.00 g/Kg

Date de péremption : 24 mois à compter de la date indiquée dans le numéro de lot présent sur l'emballage.

L'emballage doit être éliminé en tant que déchet dangereux sous l'entière responsabilité du détenteur de ce déchet. Ne pas jeter les résidus dans les égouts et les cours d'eau. Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

Formule déposée au centre Antipoison France :
+ 33(0)1 45 42 59 59 (ORFILA).

Détergent certifié par ECOCERT Greenlife selon le référentiel ECOCERT
« Ecodétergent » disponible sur <http://detergents.ecocert.com>

Fiche « Ingrédients » disponible sur demande au +33 (0)5.55.27.65.27 pour les médecins selon les articles R4624-4 et R4624-9 du code du travail français.
Conforme à l'arrêté français du 19/12/13 relatif au nettoyage du matériel pouvant se trouver au contact de denrées alimentaires.

Le(s) agent(s) de surface contenu(s) dans cette préparation respecte(nt) les critères de biodégradabilité comme définis dans la réglementation (CE) n° 648/2004 relatif aux détergents. Les données prouvant cette affirmation sont tenues à la disposition des autorités compétentes des états membres et leur seront fournies à leur demande expresse ou à la demande du producteur de détergents. Les informations correspondent à l'état actuel de nos connaissances et n'ont d'autre but que de vous renseigner sur nos produits et leurs possibilités d'application. Elles sont données avec objectivité mais n'impliquent aucun engagement de notre part.

15-11-2024 Ind. 1 ■



NORMES

SOUCHES
BACTÉRICIDE

EN CONDITIONS DE SALETÉ

EN 1276

2%

15 min

40°C

Escherichia coli, Enterococcus hirae, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa

EN 1276

4%

15 min

20°C

Escherichia coli, Enterococcus hirae, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa

EN 13697

2%

15 min

40°C

Escherichia coli, Enterococcus hirae, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa

EN 13697

3%

15 min

20°C

Escherichia coli, Enterococcus hirae, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa

LEVURICIDE

EN CONDITIONS DE SALETÉ

EN 1650

2%

15 min

40°C

Candida albicans

EN 1650

3%

15 min

20°C

Candida albicans

EN 13697

2%

15 min

40°C

Candida albicans

EN 13697

4%

15 min

20°C

Candida albicans

VIRUCIDE

EN CONDITIONS DE SALETÉ

EN 14476
virus enveloppés*

2%

5 min

20°C

Virus de la vaccine

EN 14476

3%

5 min

20°C

Coronavirus bovin, Rotavirus

EN 14476
spectre limité**

3.5%

15 min

20°C

Adénovirus type 5, Norovirus murin

***VIRUS ENVELOPPÉS**

autres souches couvertes par la norme

Virus de la Vaccine
Filoviridae
Flavivirus
Herpesviridae
Virus de l'hépatite B (VHB)
Virus de l'Hépatite C (VHC)
Virus de l'hépatite Delta (VHD)
Virus de l'immunodéficience humaine (VIH)
Virus de la leucémie humaine à cellules T (HTLV)
Coronavirus
Paramyxoviridae
Virus de la rubéole
Virus de la rougeole
Virus de la rage
Virus de la grippe
Poxviridae

****SPECTRE LIMITÉ**

autres souches couvertes par la norme

Rotavirus
Adénovirus type 5
Norovirus murin
Virus de la Vaccine
Filoviridae
Flavivirus
Herpesviridae
Virus de l'hépatite B (VHB)
Virus de l'hépatite C (VHC)
Virus de l'hépatite Delta (VHD)
Virus de l'immunodéficience humaine (VIH)
Virus de la leucémie humaine à cellules T (HTLV)
Coronavirus
Paramyxoviridae
Virus de la rubéole
Virus de la rougeole
Virus de la rage
Poxviridae